

Mikro-Skalpellklingen und -griffe
Micro Scalpel Blades and Handles
Micro lames de bistouris et manches
Micro hojas de bisturi y mangos
Micro lame per bisturi e manici

in Packungen à 10 St.
in packages of 10 ea.
en boîtes de 10 pièces
en cajas de 10 c/u
en scatole di 10 pezzi



12.0061
#61



12.0062
#62



12.0062S
#62S



12.0065
#65



12.0067
#67



12.0069
#69

Griffe für Klingen
handles for blades
manches pour lames
mangos para hojas
manici per bisturi

12.0061 - 12.0069



12.0180 100 mm
12.0182 125 mm
12.0184 155 mm
12.0186 180 mm
12.0188 200 mm



LANDOLD
12.0153
21 cm bajonett



LANDOLD
12.0157
25 cm bajonett

steril, in Packungen à 100
sterile, in packages of 100
stériles, en boîtes de 100
estériles, en cajas de 100
sterili, confezione da 100



12.0010
10



12.0011
11



12.0012
12



12.0013
13



12.0014
14



12.0015
15



12.0016
16



12.0017
17

Der „**PRO-MED SEKUR**™“ Klingenhalter ermöglicht das Einsetzen und Entfernen der Klingen, ohne den vorderen - kontaminierten - Teil der Klinge zu berühren

This „**PRO-MED SEKUR**™“ Blade handle allows inserting and removing of blades without touching the - contaminated - tip of blades.

Le porte-lames „**PRO-MED SEKUR**™“ permet la mise en place et l'enlèvement des lames sans toucher la partie coupante et contaminée de celles-ci..

El mango „**PRO-MED SEKUR**™“ permite aplicar y quitar la hoja sin tener que tocar su parte delantera contaminada.

Il portalama „**PRO-MED SEKUR**™“ permette l'applicazione delle lame senza entrare in contatto con la parte anteriore contaminata.



PRO-MED SEKUR™
12.0193
12,5 cm #3

für Klingen:
for blades:
pour lames:
para bisturis:
per bisturi:

Fig. 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17

PRO-MED SEKUR™
12.0194
13,5 cm #4

für Klingen:
for blades:
pour lames:
para bisturis:
per bisturi:

Fig. 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25
34, 36, 44, 46


Klinge im breiten Teil über oberen Stift des Klingenhalters setzen.

Insert lower end of blade into upper pin of blade handle

Tenir la lame en bas et introduire le pivot supérieur dans la partie élargie de la fente de la lame.

Introdurir la hoja en la parte ancha de la clavija en el soporte de la hoja superior.

Innestare la lama con la parte più larga della sua apertura al perno terminale del portalama




Klinge bis zum Anschlag nach unten ziehen

Pull blade all the way down

Tirer la lame jusqu'à la butée.

Tirar la hoja hacia abajo hasta el fondo.

Tirare la lama verso il basso fino al suo arresto




In Anschlagposition um 90° Grad drehen

Turn blade 90° until it touches lower pin of blade handle.

En position butoire tourner la lame à 90°.

En position del fondo girar la hoja a 90°.

Ruotare di 90° verso l'alto fino a raggiungere il secondo perno prossimo all'impugnatura




Klingenende wird über den unteren Stift des Klingenhalters gehoben

Lift end of blade over lower pin of blade handle

Passer la lame par dessus la tige inférieure du manche

Coger la hoja por el extremo inferior, levantada hacia la clavija

Innestare la parte posteriore della lama al perno prossimo all'impugnatura del portalama




Klinge rastet ein und ist fixiert und gebrauchsfertig - Entfernen der Klinge in umgekehrter Reihenfolge

Lock blade into place which is now ready for use. - Remove blade in reverse order

La lame s'encliquète, est fixée et prête à l'emploi. - Oter la lame par ordre inverse.

La hoja se involucra se fija y listo para usar. - Retire la hoja en orden inverso.

La lama è pronta all'uso - Per rimuovere la lama operate in senso inverso



Griffe für Klingen
 Handles for Blades
 Manches pour lames
 Mangos para bisturis
 Manici per bisturi Fig.

Fig. 10,11,12,12d,13,14,15,15c,16,17,



12.0101
 Technical #3



12.0103
 #3 12 cm



12.0106
 #7 K 12,5 cm



12.0107
 #7 16 cm



12.0127
 #7 L 22,5 cm



COLLIN
 12.0108
 #8 13 cm



12.0113
 #3 L 21 cm

Griffe für Klingen
Handles for Blades
Manches pour lames
Mangos para bisturis
Manici per bisturi

Fig. 10,11,12,12d,13,14,15,15c,16,17,



12.0115
#3 L 20 cm



12.0123
#5, 16 cm



12.0125
#5, 16 cm



12.0133
#3, 21cm



BARRON
12.0163
#3 13 cm



12.0173
12,5 cm

Kunststoffgriff
plastic handle
manche en plastique
mango plástico
manico plastica

steril, in Packungen à 100
 sterile, in packages of 100
 stériles, en boîtes de 100
 estériles, en cajas de 100
 sterili, confezione da 100



12.0018
18



12.0019
19




12.0020
20



12.0021
21



12.0022
22



12.0023
23



12.0024
24




12.0025
25



12.0034
34



12.0036
36



12.0042
12 d




12.0044
24 d



12.0045
15 c



12.0046
36 d




POST-MORTEM
12.0060
60

nicht steril
 not sterile
 pas stériles
 no estériles
 non sterile

Griffe für Klingen
Handles for Blades
Manches pour lames
Mangos para bisturis
Manici per bisturi

Fig. 18,19,20,21,22,23,24,25,34,36,44,46



12.0105
3/4 16 cm



12.0102
Technical #4




12.0104
#4 12 cm



COLLIN
12.0109
#9 14 cm

Griffe für Klingen
 Handles for Blades
 Manches pour lames
 Mangos para bisturis
 Manici per bisturi


Fig. 18,19,20,21,22,23,24,25,34,36,44,46



12.0114
 #4 L 21 cm



12.0117
 #4 L 20 cm



KLING-EX
12.0070
 Skalpellschneider-Abnehmer
 Scalpel-blade remover
 Oteur-bistouris
 Quita hojas
 togliere-lame




Kunststoffgriff
 plastic handle
 manche en plastique
 mango plástico
 manico plastica


12.0174
 13,5 cm

SCHEREN
SCISSORS
CISEAUX
TIJERAS
FORBICI







28.2112
18,5 cm



28.2113
18,5 cm



28.2114
23 cm



28.2115
23 cm

VANNAS-MIKRO

VANNAS-MIKRO



28.2102
15 cm
Ø 8 mm
28.2104
18cm



28.2103
15 cm
Ø 8 mm
28.2105
18 cm



28.2124
18 cm / Ø 8 mm
gerade / straight
droit / recto / retto

28.2125
18 cm / Ø 8 mm
gebogen / curved
courbe / curvo /
curvo




28.2150 (GYN)
18 cm / Ø 8 mm
gerade / straight
droit / recto / retto

28.2151 (GYN)
18 cm / Ø 8 mm
gebogen / curved
courbe / curvo /
curvo

VANNAS-MIKRO

TITANIUM



18 cm



28.2460
28.2460T
25°



28.2470
28.2470T
25°



28.2461
28.2461T
45°



28.2471
28.2471T
45°



28.2462
28.2462T
60°



28.2472
28.2472T
60°



28.2463
28.2463T
90°



28.2473
28.2473T
90°



28.2464
28.2464T
125°



28.2474
28.2474T
125°



18 cm

mit 1 geknöpften Blatt
1 probe-pointed blade
1 lame boutonée
1 punta botonada
1 lame abbottona



28.2600 16,5 cm
28.2602 20,0 cm



28.2601 16,5 cm
28.2603 20,0 cm



28.2605 20,0 cm



28.2608 20,0 cm



28.2609 20,0 cm



28.2620 22,5 cm



28.2623 22,5 cm
28.2625 24,5 cm



28.2624 22,5 cm


28.2622 22,5 cm
gezahnt
serrated
dentelées
dentada
dentate



28.2628 22,5 cm



28.2629 22,5 cm



28.2640 22,5 cm




28.2641 22,5 cm

VANNAS



NAGEL



45°

28.2656 20,0 cm



45°


28.2657 20,0 cm

geknöpft
 button-end
 boutonée
 abotonada
 con 1 lama abbottona




125°

28.2659 20,0 cm



IRIS

13.0010	9,0 cm
13.0010SC	9,0 cm
13.0012	10,5 cm
13.0012SC	10,5 cm
13.0014	11,5 cm
13.0014SC	11,5 cm



IRIS


13.0011	9,0 cm
13.0011SC	9,0 cm
13.0013	10,5 cm
13.0013SC	10,5 cm
13.0015	11,5 cm
13.0015SC	11,5 cm



IRIS




13.0012L	10,5 cm	13.0013L	10,5 cm
13.0012LSC	10,5 cm	13.0013LSC	10,5 cm



13.0022	10 cm	13.0023	10 cm
---------	-------	---------	-------



linkshändig / left handed /
pour gaucher / para zurdo / per mano sinistra




13.0300 11,5 cm
13.0302 13,0 cm
13.0302SC 13,0 cm
13.0304 14,5 cm
13.0304SC 14,5 cm
13.0306 15,5 cm




13.0304L 14,5 cm
linkshändig
left-handed
pour gaucher
para zurdo
per mano sinistra




13.0394 14,5 cm
gezahnt
serrated
dentées
dentadas
dentata




13.0330 11,5 cm
13.0330SC 11,5 cm
13.0332 13,0 cm
13.0334 14,5 cm
13.0334SC 14,5 cm
13.0336 15,5 cm
13.0338 16,5 cm
13.0340 18,5 cm
13.0342 20,0 cm




13.0350 11,5 cm
13.0352 13,0 cm
13.0352SC 13,0 cm
13.0354 14,5 cm
13.0354SC 14,5 cm
13.0356 15,5 cm
13.0358 16,5 cm
13.0358SC 16,5 cm
13.0360 18,5 cm
13.0360SC 18,5 cm
13.0362 20,0 cm



13.0301 11,5 cm **13.0301SC**
13.0303 13,0 cm **13.0303SC**
13.0305 14,5 cm **13.0305SC**
13.0307 15,5 cm
13.0309 16,5 cm **13.0309SC**
13.0311 18,5 cm
13.0313 20,0 cm



13.0331 11,5 cm
13.0333 13,0 cm **13.0333SC**
13.0335 14,5 cm **13.0335SC**
13.0337 15,5 cm
13.0339 16,5 cm
13.0341 18,5 cm
13.0343 20,0 cm




13.0351 11,5 cm
13.0353 13,0 cm
13.0355 14,5 cm **13.0355SC**
13.0357 15,5 cm
13.0359 16,5 cm
13.0361 18,5 cm
13.0363 20,0 cm **13.0363SC**




MAYO

13.0400	14,5 cm
13.0400SC	14,5 cm
13.0402	15,5 cm
13.0402SC	15,5 cm
13.0404	17,0 cm
13.0404SC	17,0 cm
13.0406	20,0 cm
13.0406SC	20,0 cm
13.0408	23,0 cm
13.0408SC	23,0 cm



13.0401	14,5 cm
13.0401SC	14,5 cm
13.0403	15,5 cm
13.0403SC	15,5 cm
13.0405	17,0 cm
13.0405SC	17,0 cm
13.0407	20,0 cm
13.0407SC	20,0 cm
13.0409	23,0 cm
13.0409SC	23,0 cm





MAYO-STILLE

13.0432	15,0 cm
13.0432SC	15,0 cm
13.0434	17,0 cm
13.0434SC	17,0 cm
13.0436	19,5 cm
13.0438	21,0 cm



13.0433	15,0 cm
13.0433SC	15,0 cm
13.0435	17,0 cm
13.0435SC	17,0 cm
13.0437	19,5 cm
13.0439	21,0 cm






MAYO-LEXER

13.0440 16,5 cm


13.0440SC 16,5 cm




MAYO-LEXER

13.0441 16,5 cm


13.0441SC 16,5 cm



MAYO-NOBLE




13.0462 17 cm 13.0463 17 cm



JÖRGENSON

13.0541 23 cm



**MAYO-
HARRINGTON**



13.0550 23 cm

13.0554 28 cm


13.0554SC 28 cm



13.0551 23 cm


13.0555 28 cm

13.0555SC 28 cm



WERTHEIM

13.0561 14,5 cm
13.0562 19,5 cm
13.0563 22,5 cm



THOREK


13.0565 19 cm
13.0567 23 cm




LEXER-BABY



13.0700
10 cm



10.0701
10 cm



METZENBAUM-BABY

13.0594 11,5 cm
13.0594SC 11,5 cm
13.0596 13,0 cm
13.0598 14,5 cm
13.0598SC 14,5 cm



METZENBAUM-BABY

13.0595 11,5 cm
13.0595SC 11,5 cm
13.0597 13,0 cm
13.0599 14,5 cm
13.0599SC 14,5 cm



stumpf - stumpf
blunt - blunt
mousses - mousses
romo - romo
smusso - smusso



METZENBAUM

13.0602	18,0 cm	13.0602SC
13.0604	20,0 cm	13.0604SC
13.0606	23,0 cm	13.0606SC
13.0608	25,0 cm	13.0608SC
13.0610	28,0 cm	13.0610SC
13.0612	30,0 cm	13.0612SC

METZENBAUM

13.0603	18,0 cm	13.0603SC
13.0605	20,0 cm	13.0605SC
13.0607	23,0 cm	13.0607SC
13.0609	25,0 cm	13.0609SC
13.0611	28,0 cm	13.0611SC
13.0613	30,0 cm	13.0613SC



spitz - stumpf
sharp - blunt
pointu - mousses
agudo - romo
appuntato - smusso



METZENBAUM

13.0622	18,0 cm
13.0624	20,0 cm
13.0626	23,0 cm
13.0628	25,0 cm
13.0630	28,0 cm

METZENBAUM


13.0623	18,0 cm
13.0625	20,0 cm
13.0627	23,0 cm
13.0629	25,0 cm
13.0631	28,0 cm



spitz - spitz
sharp - sharp
pointu - pointu
agudo - agudo
appuntato - appuntato



METZENBAUM

13.0642	18,0 cm
13.0644	20,0 cm
13.0646	23,0 cm
13.0648	25,0 cm
13.0650	28,0 cm



METZENBAUM

13.0643	18,0 cm
13.0645	20,0 cm
13.0647	23,0 cm
13.0649	25,0 cm
13.0651	28,0 cm







METZENBAUM-FINO

13.0660	14,5 cm	13.0660SC
13.0662	18,0 cm	13.0662SC
13.0664	20,0 cm	13.0664SC
13.0666	23,0 cm	13.0666SC

METZENBAUM-FINO

13.0661	14,5 cm	13.0661SC
13.0663	18,0 cm	13.0663SC
13.0665	20,0 cm	13.0665SC
13.0667	23,0 cm	13.0667SC



METZENBAUM-FINO

13.0670	14,5 cm
13.0672	18,0 cm
13.0674	20,0 cm
13.0676	23,0 cm

METZENBAUM-FINO

13.0671	14,5 cm
13.0673	18,0 cm
13.0675	20,0 cm
13.0677	23,0 cm

METZENBAUM-FINO

13.0683	18,0 cm
13.0685	20,0 cm
13.0687	23,0 cm

METZENBAUM-FINO


13.0693	18,0 cm
13.0695	20,0 cm
13.0697	23,0 cm




METZENBAUM
13.0614
36 cm



METZENBAUM
13.0615
36 cm




CRAFOORD
13.1083
31,5 cm




MAYO
13.5209
36 cm


MAYO
13.5208
36 cm




METZENBAUM
13.5382
36 cm



METZENBAUM
13.5383
36 cm



LLOYD-DAVIS
13.2183 27 cm




STELZNER
27 cm



13.2186



13.2187



13.2189 32 cm







PARAMETRIUM

23 cm
26 cm
30 cm


13.5252



13.5255
13.5265
13.5275



13.5257
13.5267
13.5277




13.5259
13.5269
13.5279



BLESSING


13.5281
30 cm




Schere für Rektumchirurgie
Scissors for rectal surgery
Ciseaux pour chirurgie rectale
Tijera para la cirugía del recto
Forbici per la chirurgia rettale



METZENBAUM




METZENBAUM







METZENBAUM-FINO



13.5313
18 cm



13.5323
20 cm




13.5333
23 cm



METZENBAUM-FINO



13.5317
18 cm



13.5327
20 cm



13.5337
23 cm

„BiTech“ Bipolare Scheren
„BiTech“ Bipolar Scissors
„BiTech“ Ciseaux bipolaires
„BiTech“ Tijeras bipolares
„BiTech“ Forbici bipolari

MICRO



13.8003
13 cm

13.8005
14 cm

13.8007
18 cm

„BiTech“ Bipolare Scheren
„BiTech“ Bipolar Scissors
„BiTech“ Ciseaux bipolaires
„BiTech“ Tijeras bipolares
„BiTech“ Forbici bipolari

STANDARD



13.8023
18 cm



13.8025
21 cm



13.8027
23 cm



13.8029
28 cm

„BiTech“ Bipolare Scheren
„BiTech“ Bipolar Scissors
„BiTech“ Ciseaux bipolaires
„BiTech“ Tijeras bipolares
„BiTech“ Forbici bipolari

DELICATE



13.8043
18 cm



13.8045
21 cm



13.8047
23 cm



13.8049
28 cm

bipolare Scheren-Klemmen
Bipolar Clamp-Scissors
Clamp-Ciseaux bipolaires
Pinzas-Tijeras bipolares
Forbici-Pinze bipolari



13.8304
14 cm

13.8305
14 cm

13.8310
19 cm

13.8311
19 cm

		Kabel für "BiTech" Bipolare Scheren Cables for "BiTech" Bipolar Scissors Câbles pour "BiTech" Ciseaux bipolaires Cables para Tijeras bipolares Cavi per "BiTech" Forbici bipolari 13.8003 - 13.8049 	Kabel für bipolare Scheren-Klemmen Cables for Bipolar Clamp-Scissors Câbles pour Clamp-Ciseaux bipolaires Cables para Pinzas-Tijeras bipolares Cavi per Forbici-Pinze bipolari 13.8304 - 13.8311 
Stecker Generatorseitig Plug, Generator side: Connecteur, côté générateur Clavia, lado del generador Spina, lato generatore			
"2-Banana" 	3 m	13.8100	13.8400
ERBE 	3 m	13.8110	13.8410
MARTIN, BERCHTOLD; AESCULAP GK 55 GK 60 	3 m	13.8120	13.8420
VALLEYLAB, EMC, LAMIDEY 	3 m	13.8130	13.8430

PINZETTEN

FORCEPS

PINCES

PINZAS

PINZE






ADSON
14.0026 12 cm




ADSON-MICRO
14.0028 12 cm




ADSON-MICRO
14.0030 12 cm
14.0032 15 cm




ADSON
14.0040 12 cm
14.0042 15 cm



12 cm



EWALD
14.0049



ADSON
"Criss-Cross"
14.0050



ADSON-DEBAKEY
14.0546 12,5 cm
14.0547 15,0 cm



ADSON
14.0044 18 cm



JEFFERSON
14.0056 18 cm




SEMKEN



14.0060 12 cm
14.0062 15 cm



14.0061
14.0063



McINDOE



14.0070 15 cm



DRESSING-FINO

14.0100	10,5 cm
14.0101	11,5 cm
14.0102	13,0 cm
14.0103	14,5 cm
14.0104	15,0 cm
14.0105	16,0 cm
14.0107	18,0 cm
14.0108	20,0 cm
14.0109	25,0 cm




DRESSING-FINO

14.0110	10,5 cm
14.0111	11,5 cm
14.0112	13,0 cm
14.0113	14,5 cm
14.0114	15,0 cm
14.0115	16,0 cm
14.0116	18,0 cm
14.0117	20,0 cm
14.0118	25,0 cm
14.0119	30,0 cm



DRESSING

14.0120	10,5 cm
14.0121	11,5 cm
14.0122	13,0 cm
14.0123	14,5 cm
14.0124	15,0 cm
14.0125	16,0 cm
14.0127	18,0 cm
14.0128	20,0 cm
14.0129	25,0 cm
14.0130	30,0 cm



DRESSING

14.0151	11,5 cm
14.0152	13,0 cm
14.0153	14,5 cm
14.0154	15,0 cm
14.0155	16,0 cm
14.0157	18,0 cm
14.0158	20,0 cm




DRESSING-USA

14.0181	11,5 cm
14.0182	13,0 cm
14.0183	14,5 cm
14.0184	15,5 cm
14.0187	18,0 cm
14.0188	20,0 cm
14.0189	25,0 cm



STILLE

14.0202	13 cm
14.0204	15 cm
14.0207	17 cm
14.0220	20 cm



BLANK

14.0142	13,0 cm
14.0143	14,5 cm
14.0144	16,0 cm



BROPHY

14.0300	20 cm
---------	-------




BROPHY


14.0301	20 cm
---------	-------



DUEHRSEN
14.0330 20 cm



RAMSEY
14.0340 18 cm



BONNEY
14.0390 18 cm



POTTS-SMITH
14.0350 18 cm
14.0352 21 cm
14.0354 25 cm


Pinzetten / Dressing- and Tissue Forceps / Pincers à dissection / Pinzas de disección / Pinze per dissezione




DRESSING
14.0132
36 cm




TISSUE
14.0632
36 cm
1x2



RUSSIAN
14.0938
36 cm



SINGLEY
14.0958
36 cm



DEBAKEY
14.1018
36 cm/2 mm



ADSON
14.0526
12 cm 1x2




ADSON-SELECT-MICRO
14.0527
12 cm 1x2




ADSON-MICRO
14.0528
12 cm 1x2




ADSON-MICRO
14.0530 12 cm
14.0532 15 cm




ADSON
14.0540 12 cm
14.0542 15 cm



ADSON
14.0541 12 cm 2x3




ADSON
14.0543 12 cm 45° 1x2
14.0545 15 cm 45° 1x2



EWALD
14.0549 12 cm




ADSON-GRAEFE
 14.0548 12 cm



ADSON
 "Criss-Cross"
 14.0550 12 cm




ADSON
 14.0554 18 cm




JEFFERSON
 14.0556 18 cm



SEMKEN
 14.0560 12 cm
 14.0562 15 cm



SEMKEN
 14.0561 12 cm
 14.0563 15 cm



SEMKEN
 14.0566 12 cm




GILLIES
 14.0570 15 cm



TISSUE-FINO

14.0600	10,5 cm	1x2
14.0601	11,5 cm	1x2
14.0602	13,0 cm	1x2
14.0603	14,5 cm	1x2
14.0604	15,0 cm	1x2
14.0605	16,0 cm	1x2
14.0607	18,0 cm	1x2
14.0608	20,0 cm	1x2
14.0609	25,0 cm	1x2



TISSUE

14.0620	10,5 cm	1x2
14.0621	11,5 cm	1x2
14.0622	13,0 cm	1x2
14.0623	14,5 cm	1x2
14.0624	15,0 cm	1x2
14.0625	16,0 cm	1x2
14.0627	18,0 cm	1x2
14.0628	20,0 cm	1x2
14.0629	25,0 cm	1x2
14.0630	30,0 cm	1x2




TISSUE

14.0653	14,0 cm	1x2
14.0657	18,0 cm	1x2




TISSUE-USA

14.0681	12,0 cm	1x2
14.0682	13,0 cm	1x2
14.0683	14,5 cm	1x2
14.0684	15,5 cm	1x2
14.0687	18,0 cm	1x2
14.0688	21,0 cm	1x2
14.0689	25,0 cm	1x2




TISSUE

14.0701	11,5 cm	2x3
14.0702	13,0 cm	2x3
14.0703	14,5 cm	2x3
14.0704	15,0 cm	2x3
14.0705	16,0 cm	2x3
14.0707	18,0 cm	2x3
14.0708	20,0 cm	2x3
14.0709	25,0 cm	2x3




TISSUE

14.0722	13,0 cm	3x4
14.0723	14,5 cm	3x4
14.0724	15,0 cm	3x4
14.0725	16,0 cm	3x4
14.0727	18,0 cm	3x4
14.0728	20,0 cm	3x4




TISSUE

14.0732 13,0 cm 4x5
 14.0733 14,5 cm 4x5
 14.0734 15,0 cm 4x5
 14.0735 16,0 cm 4x5



FERRIS-SMITH
 14.0790 18 cm 1x2



FERRIS-SMITH
 14.0792 18 cm 2x3



BROPHY
 14.0800 20 cm 1x2



BROPHY
 14.0801 20 cm 1x2



GERALD
 14.0820 18 cm 1x2




GERALD
 14.0821 18 cm 1x2




GERALD
 14.0825 18 cm 1x2



DUEHRSEN
14.0830 20 cm 1x2



RAMSEY
14.0840 18 cm 1x2



RAMSEY
14.0842 18 cm 2x3



POTTS-SMITH
14.0850 18 cm 1x2
14.0852 21 cm 1x2
14.0854 25 cm 1x2



POTTS-SMITH
14.0851 18 cm 1x2
14.0853 21 cm 1x2
14.0855 25 cm 1x2



TAYLOR
14.0860 18 cm



TAYLOR
14.0861 18 cm



TAYLOR-CUSHING
14.0862 18 cm




TAYLOR-CUSHING
14.0865 18 cm




ALDERKREUZ
 14.0866 15 cm 2x3
 14.0867 20 cm 2x3




ALDERKREUZ
 14.0868 15 cm 4x5
 14.0869 20 cm 4x5




TREVES
 14.0870 13 cm 1x2
 14.0872 15 cm 1x2



LERCHE
 14.0880 15 cm 5x6



STONE
 14.0885 15 cm 4x5




BONNEY
 14.0890
 18 cm 1x2




BONNEY
 14.0892
 18 cm 2x3



NELSON
 14.0895 15 cm
 14.0896 20 cm
 14.0897 23 cm



ADSON-BROWN
 14.0900 12 cm 9x9



ADSON-BROWN
 14.0904 12 cm 9x9



BROWN
14.0910 15 cm
14.0912 20 cm
14.0914 25 cm




LANE
14.0920 14,5 cm 1x2
14.0922 20,0 cm 1x2



LANE
14.0925 14,5 cm 2x3
14.0927 20,0 cm 2x3



RUSSIAN
14.0930 15 cm
14.0932 20 cm
14.0934 25 cm




MAYO-RUSSIAN
14.0940 23 cm



WANGENSTEEN
14.0948 23 cm



SINGLEY (TUTTLE)
14.0950 15 cm
14.0952 18 cm
14.0954 23 cm



STILLE-BARRAYA

14.0960 18 cm
14.0962 20 cm
14.0964 25 cm




WAUGH

14.0968 15 cm
14.0970 20 cm




DURANTE




14.0980
 14,5 cm




14.0982
 16 cm




14.0984
 20 cm



DENIS-BROWN
14.0988 18 cm



DUVAL
14.0990 14,5 cm



COLLIN-DUVAL
14.0994 20 cm, 14 mm
14.0996 20 cm, 18 mm
14.0998 20 cm, 27 mm

TITANIUM



DEBAKEY
 14.1000 15 cm / 1,5 mm
 14.1002 20 cm / 1,5 mm
 14.1004 24 cm / 1,5 mm
 14.1006 30 cm / 1,5 mm



DEBAKEY
 14.1007T 16 cm / 1,5 mm
 14.1008T 20 cm / 1,5 mm
 14.1009T 24 cm / 1,5 mm



DEBAKEY
 14.1010 15 cm/2 mm
 14.1010T 15 cm/2 mm
 14.1012 20 cm/2 mm
 14.1012T 20 cm/2 mm
 14.1014 24 cm/2 mm
 14.1014T 24 cm/2 mm
 14.1016 30 cm/2 mm
 14.1016T 30 cm/2 mm



DEBAKEY
 14.1017T 16 cm/1,8 mm
 14.1018T 20 cm/1,8 mm
 14.1019T 24 cm/1,8 mm



DEBAKEY
 14.1021 16 cm/2 mm
 14.1021T 16 cm/2 mm
 14.1023 20 cm/2 mm
 14.1023T 20 cm/2 mm
 14.1025 24 cm/2 mm
 14.1025T 24 cm/2 mm
 14.1027 30 cm/2 mm
 14.1027T 30 cm/2 mm



DEBAKEY
 14.1030 16 cm/2,7 mm
 14.1030T 16 cm/2,7 mm
 14.1032 20 cm/2,7 mm
 14.1032T 20 cm/2,7 mm
 14.1034 24 cm/2,7 mm
 14.1034T 24 cm/2,7 mm
 14.1036 30 cm/2,7 mm
 14.1036T 30 cm/2,7 mm

TITANIUM



DEBAKEY

14.1040	15 cm/3,5 mm
14.1040T	15 cm/3,5 mm
14.1042	20 cm/3,5 mm
14.1042T	20 cm/3,5 mm
14.1044	24 cm/3,5 mm
14.1044T	24 cm/3,5 mm
14.1046	30 cm/3,5 mm
14.1046T	30 cm/3,5 mm




COOLEY

14.1050	15 cm/2 mm
14.1050T	15 cm/2 mm
14.1052	20 cm/2 mm
14.1052T	20 cm/2 mm
14.1054	24 cm/2 mm
14.1054T	24 cm/2 mm



DEBAKEY

14.1060	15 cm /1 mm
14.1060T	15 cm /1 mm
14.1062	20 cm/1 mm
14.1062T	20 cm/1 mm
14.1064	24 cm/1 mm
14.1064T	24 cm/1 mm



DEBAKEY

28.0320T	15 cm /1,2 mm
28.0320S	15 cm /1,2 mm
28.0322T	18 cm/1,2 mm
28.0322S	18 cm/1,2 mm
28.0324T	21 cm/1,2 mm
28.0324S	21 cm/1,2 mm
28.0326T	23 cm /1,2 mm
28.0326S	23 cm /1,2 mm
28.0330T	15 cm /2,0 mm
28.0330S	15 cm /2,0 mm
28.0332T	18 cm/2,0 mm
28.0332S	18 cm/2,0 mm
28.0334T	21 cm/2,0 mm
28.0334S	21 cm/2,0 mm
28.0336T	23 cm /2,0 mm
28.0336S	23 cm /2,0 mm



GLASSMANN



14.1070
15 cm 4 mm



14.1072
24 cm 8 mm



14.2001 12 cm
 glatt / smooth
 lisse / lisa / liscio




SEMKEN
14.2010 15 cm



CUSHING
14.2020 18 cm



CUSHING
14.2021 18 cm



ADSON
14.2000 12 cm
14.2002 15 cm

ADSON
14.2005 12 cm 1x2
14.2007 15 cm 1x2



CUSHING
14.2023 19 cm



POTTS-SMITH
14.2049 15 cm
14.2050 18 cm
14.2052 21 cm
14.2054 25 cm



WANGENSTEEN
14.2070 15 cm
14.2072 23 cm
14.2074 25 cm



1.8 mm

DRESSING
14.2103 14,5 cm
14.2105 16,0 cm
14.2107 18,0 cm
14.2108 20,0 cm
14.2109 25,0 cm
14.2110 30,0 cm



2.7 mm

DRESSING
14.2122 13,0 cm
14.2123 14,5 cm
14.2125 16,0 cm
14.2127 18,0 cm
14.2128 20,0 cm
14.2129 25,0 cm
14.2130 30,0 cm




MC INDOE
14.2170 15 cm



DEBAKEY
14.2200
15 cm / 1,5 mm
14.2202
19 cm / 1,5 mm
14.2204
24 cm / 1,5 mm



DEBAKEY
14.2210
15 cm / 2 mm
14.2212
19 cm / 2 mm
14.2214
24 cm / 2 mm



DEBAKEY
14.2220
15 cm / 2,7 mm
14.2222
19 cm / 2,7 mm
14.2224
24 cm / 2,7 mm

DEBAKEY
14.2230
15 cm / 3,5 mm
14.2232
19 cm / 3,5 mm
14.2234
24 cm / 3,5 mm



DEBAKEY
14.2240
15 cm / 2 mm
14.2242
19 cm / 2 mm
14.2244
24 cm / 2 mm



GERALD
14.2320 18 cm



BONNEY
14.2390 18 cm



GERALD
14.2820 18 cm 1x2



GILLIES
14.2570 15 cm 1x2



OEHLER

14.2623 14 cm
 14.2625 16 cm
 14.2627 18 cm
 14.2628 20 cm
 14.2629 25 cm
 14.2630 30 cm



BONNEY

14.2890 18 cm 1x2



ADSON-BROWN

14.2900 12 cm 9x9

Kein Ankleben von koagulierte Gewebe

„Bei der Koagulation des Gewebes kann es zum Verkleben des koagulierten Gewebes mit der Pinzettenspitze kommen. Dieser unerwünschte Effekt kann durch den Einsatz von NONSTICK Bipolar-Pinzetten praktisch vollständig verhindert werden. Zeitraubendes Reinigen der Pinzetten während der OP entfällt, was Unterbrechungen beim Arbeiten erheblich reduziert. Pinzettenspitzen aus Material mit besonders guten thermischen Eigenschaften ermöglichen diese Verbesserung. Der “NONSTICK“ Effekt bleibt dauerhaft erhalten und wird auch durch häufiges Sterilisieren nicht gemindert.“

No adhesion of tissue during coagulation

During coagulation tissue may stick to the forceps-tip. This adverse effect can be avoided almost completely by using NONSTICK Bipolar Forceps. Forceps-tips of material with excellent thermal properties prevent tissue from sticking to the instrument. Cleaning of the instrument during operation is no longer required thus reducing the interruptions during the procedure. The NONSTICK-effect is permanent, even if subject to frequent sterilization.

Aucune adhésion du tissu coagulé

Pendant la coagulation du tissu il se peut que le tissu coagulé adhère à la pointe de la pince. L'utilisation des pinces NONSTICK permet de supprimer cet effet indésirable quasi complètement. Le nettoyage difficile et pénible des pinces pendant l'opération n'est plus nécessaire, ce qui réduit considérablement les interruptions de travail. Tout cela est possible, car les pointes des pinces sont faites d'une matière présentant des caractéristiques thermiques excellentes. L'effet NONSTICK (non-adhésif) est assuré en permanence et n'est pas ou plus réduit par une stérilisation fréquente.

Sin adhesión del tejido coagulado

Al coagular un tejido puede que el tejido coagulado quede adherido a la punta de las pinzas. Este efecto no deseado puede evitarse prácticamente por completo usando las pinzas bipolares NONSTICK. La limpieza molesta de las pinzas durante la operación que además exige mucho tiempo queda suprimida lo que reduce considerablemente las interrupciones en el trabajo. Esto se consigue aplicando un material con propiedades térmicas especialmente buenas a las puntas de las pinzas. El efecto NONSTICK (antiadhesivo) es duradero y no se verá mermado por esterilizaciones frecuentes.

Nessuna adesione des tessuto coagulato


Con la coagulazione del tessuto può darsi che il tessuto coagulato si attacchi alla punta della pinza. L'uso delle pinze bipolari NONSTICK permette di impedire questo effetto indesiderato quasi completamente. La pulizia faticosa delle pinze che richiede molto tempo non è più necessaria durante l'operazione, il che riduce notevolmente le interruzioni di lavoro. Ciò è possibile utilizzando un materiale con caratteristiche termiche eccellenti per le punte delle pinze. L'effetto NONSTICK (non adesivo) si mantiene permanentemente e non viene neanche ridotto da una sterilizzazione frequente.



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3500 11 cm/0,25 mm

14.3500.2 11 cm/0,25 mm

14.3502 11 cm/0,60 mm

14.3502.2 11 cm/0,60 mm

14.3503 11 cm/0,25 mm

14.3503.2 11 cm/0,25 mm

14.3505 11 cm/0,60 mm

14.3505.2 11 cm/0,60 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3600 15 cm/0,3 mm

14.3602 18 cm/0,3 mm

14.3604 20 cm/0,3 mm

14.3606 22 cm/0,3 mm



14.3600.2 15 cm/0,3 mm

14.3602.2 18 cm/0,3 mm

14.3604.2 20 cm/0,3 mm

14.3606.2 22 cm/0,3 mm



14.3610 15 cm/1,0 mm

14.3612 18 cm/1,0 mm

14.3614 20 cm/1,0 mm

14.3616 22 cm/1,0 mm



14.3610.2 15 cm/1,0 mm

14.3612.2 18 cm/1,0 mm

14.3614.2 20 cm/1,0 mm

14.3616.2 22 cm/1,0 mm



14.3620 15 cm/2,0 mm

14.3622 18 cm/2,0 mm

14.3624 20 cm/2,0 mm

14.3626 22 cm/2,0 mm




14.3620.2 15 cm/2,0 mm

14.3622.2 18 cm/2,0 mm

14.3624.2 20 cm/2,0 mm

14.3626.2 22 cm/2,0 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3641 15 cm/0,3 mm



14.3641.2 15 cm/0,3 mm



14.3651 15 cm/1,0 mm



14.3651.2 15 cm/1,0 mm



14.3661 15 cm/2,0 mm



14.3661.2 15 cm/2,0 mm



14.3643 18 cm/0,3 mm

14.3643.2 18 cm/0,3 mm

14.3653 18 cm/1,0 mm

14.3653.2 18 cm/1,0 mm

14.3663 18 cm/2,0 mm


14.3663.2 18 cm/2,0 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3702 18 cm/0,3 mm

14.3704 20 cm/0,3 mm

14.3706 22 cm/0,3 mm

14.3708 24 cm/0,3 mm



14.3702.2 18 cm/0,3 mm

14.3704.2 20 cm/0,3 mm

14.3706.2 22 cm/0,3 mm

14.3708.2 24 cm/0,3 mm



14.3712 18 cm/1,0 mm

14.3714 20 cm/1,0 mm

14.3716 22 cm/1,0 mm

14.3718 24 cm/1,0 mm



14.3712.2 18 cm/1,0 mm

14.3714.2 20 cm/1,0 mm

14.3716.2 22 cm/1,0 mm

14.3718.2 24 cm/1,0 mm



14.3722 18 cm/2,0 mm

14.3724 20 cm/2,0 mm

14.3726 22 cm/2,0 mm

14.3728 24 cm/2,0 mm



14.3722.2 18 cm/2,0 mm

14.3724.2 20 cm/2,0 mm

14.3726.2 22 cm/2,0 mm

14.3728.2 24 cm/2,0 mm



Unsere bipolaren Pinzetten sind mit Flackstecker oder 2-Pin-Stecker lieferbar und dadurch kompatibel mit allen gängigen HF-Generatoren.

Our bipolar Forceps are available with flat plug or 2-pin plug and thus compatible with all common high-frequency generators.

compatibles avec tous les générateurs H.F. courants. Tous nos pinces bipolaires sont disponibles avec connecteur plat ou connecteur à 2 pins, et, donc

Toadas las pinzas bipolares son disponibles con enchufes planos o enchufes a 2 pins por lo que son compatibles con todos los generadores AF corrientes.

Tutte le pinze bipolari sono disponibili con spina piatta o spina a 2 pin e, quindi, compatibili con tutti i generatori correnti ad alta frequenza.



14.3000 11 cm/0,25 mm

14.3000.2 11 cm/0,25 mm

14.3002 11 cm/0,60 mm

14.3002.2 11 cm/0,60 mm

14.3003 11 cm/0,25 mm

14.3003.2 11 cm/0,25 mm

14.3005 11 cm/0,60 mm

14.3005.2 11 cm/0,60 mm

14.3007 11 cm/0,25 mm

14.3007.2 11 cm/0,25 mm

14.3009 11 cm/0,60 mm

14.3009.2 11 cm/0,60 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3100 1 5 cm/0,3 mm

14.3102 18 cm/0,3 mm

14.3104 20 cm/0,3 mm

14.3106 22 cm/0,3 mm

14.3108 24 cm/0,3 mm



14.3100.2 15 cm/0,3 mm

14.3102.2 18 cm/0,3 mm

14.3104.2 20 cm/0,3 mm

14.3106.2 22 cm/0,3 mm

14.3108.2 24 cm/0,3 mm



14.3110 15 cm/1,0 mm

14.3112 18 cm/1,0 mm

14.3114 20 cm/1,0 mm

14.3116 22 cm/1,0 mm

14.3118 24 cm/1,0 mm



14.3110.2 15 cm/1,0 mm

14.3112.2 18 cm/1,0 mm

14.3114.2 20 cm/1,0 mm

14.3116.2 22 cm/1,0 mm

14.3118.2 24 cm/1,0 mm



14.3120 15 cm/2,0 mm

14.3122 18 cm/2,0 mm

14.3124 18 cm/2,0 mm

14.3126 22 cm/2,0 mm

14.3128 24 cm/2,0 mm



14.3120.2 15 cm/2,0 mm

14.3122.2 18 cm/2,0 mm

14.3124.2 18 cm/2,0 mm

14.3126.2 22 cm/2,0 mm

14.3128.2 24 cm/2,0 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3141 15 cm/0,3 mm



14.3143 18 cm/0,3 mm



14.3145 20 cm/0,3 mm



14.3147 22 cm/0,3 mm



14.3149 24 cm/0,3 mm



14.3141.2 15 cm/0,3 mm



14.3143.2 18 cm/0,3 mm

14.3145.2 20 cm/0,3 mm

14.3147.2 22 cm/0,3 mm

14.3149.2 24 cm/0,3 mm



14.3151 15 cm/1,0 mm



14.3153 18 cm/1,0 mm

14.3155 20 cm/1,0 mm

14.3157 22 cm/1,0 mm

14.3159 24 cm/1,0 mm



14.3161 15 cm/2,0 mm



14.3163 18 cm/2,0 mm

14.3165 20 cm/2,0 mm

14.3167 22 cm/2,0 mm

14.3169 24 cm/2,0 mm

14.3161.2 15 cm/2,0 mm

14.3163.2 18 cm/2,0 mm

14.3165.2 20 cm/2,0 mm

14.3167.2 22 cm/2,0 mm

14.3169.2 24 cm/2,0 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3061 17 cm/0,3 mm



14.3202 18 cm/0,3 mm



14.3204 20 cm/0,3 mm



14.3061.2 17 cm/0,3 mm



14.3202.2 18 cm/0,3 mm



14.3071 17 cm/1,0 mm



14.3212 18 cm/1,0 mm



14.3071.2 17 cm/1,0 mm



14.3081 17 cm/2,0 mm



14.3212.2 18 cm/1,0 mm

14.3222 18 cm/2,0 mm

14.3081.2 17 cm/2,0 mm

14.3222.2 18 cm/2,0 mm

14.3204.2 20 cm/0,3 mm

14.3214 20 cm/1,0 mm

14.3214.2 20 cm/1,0 mm

14.3224 20 cm/2,0 mm


14.3224.2 20 cm/2,0 mm



Flachstecker / flat plug / fiche plat / enchufe plano / spina piatta



2-Pin-Stecker / 2-pin-plug / fiche 2-pin / clavija 2-pin / spina 2-pin



14.3206 22 cm/0,3 mm



14.3206.2 22 cm/0,3 mm



14.3216 22 cm/1,0 mm



14.3216.2 22 cm/1,0 mm



14.3226 22 cm/2,0 mm



14.3226.2 22 cm/2,0 mm

14.3208 24 cm/0,3 mm

14.3208.2 24 cm/0,3 mm

14.3218 24 cm/1,0 mm

14.3218.2 24 cm/1,0 mm

14.3228 24 cm/2,0 mm

14.3228.2 24 cm/2,0 mm


BIPOLAR-Kabel 3 m, f. Bipolpinzetten mit Flachstecker

Cables 3 mtr. for Forceps with flat plug

Cordons 3 mtr. pour pinces avec fiches plats

Cables 3 mtr. para pinzas con clavijas plano

Cavi 3 mtr. per pinze con spine piatto



14.3900

2-Bananenstecker

2-banana-plug

fiche 2-bananas

clavija 2-bananas

spina "2 banani"



BIPOLAR-Kabel 3 m, f. Bipolpinzetten mit "2-Pin"-Stecker

Cables 3 mtr. for Forceps with "2-pin"-plug

Cordons 3 mtr. pour pinces avec fiches <<2-pin>>

Cables 3 mtr. para pinzas con 2-pin clavija

Cavi 3 mtr. per pinze con spina a due pin

14.3905

2-Bananenstecker

2-banana-plug

fiche 2-bananas

clavija 2-bananas

spina "2 banani"

14.3910

Model Erbe

Model Erbe

Modèle Erbe

Modelo Erbe

Modello Erbe



14.3915

Model Erbe

Model Erbe

Modèle Erbe

Modelo Erbe

Modello Erbe

14.3920

Model Martin

Model Martin

Modèle Martin

Modelo Martin

Modello Martin



14.3925

Model Martin

Model Martin

Modèle Martin

Modelo Martin

Modello Martin

14.3930

Model Valleylab

Model Valleylab

Modèle Valleylab

Modelo Valleylab

Modello Valleylab



14.3935

Model Valleylab

Model Valleylab

Modèle Valleylab

Modelo Valleylab

Modello Valleylab

14.3940

Model Aesculap GK50

Model Aesculap GK50

Modèle Aesculap GK50

Modelo Aesculap GK50

Modello Aesculap GK50



14.3945

Model Aesculap GK50

Model Aesculap GK50

Modèle Aesculap GK50

Modelo Aesculap GK50

Modello Aesculap GK50

14.3950

Model Codman CMC II

Model Codman CMC II

Modèle Codman CMC II

Modelo Codman CMC II

Modello Codman CMC II



14.3955

Model Codman CMC II

Model Codman CMC II

Modèle Codman CMC II

Modelo Codman CMC II

Modello Codman CMC II