


DRAHTINSTRUMENTE
WIRE INSTRUMENTS
INSTRUMENTS POUR FILS METALLIQUES
INSTRUMENTOS PARA ALAMBRE
STRUMENTI PER FILI D'ACCIAIO



Knochendraht, in Ringen à 10 m, weich
Bone wire, in coils of 10 mtr. (33 ft.), soft
Fil à cerclage, souple, en rouleaux de 10 m
Hilo para huesos, blando, en rollos de 10 m
Filo per ossa, leggero, in bobine da m. 10



- 23.4002 10 m / 0,2 mm
- 23.4003 10 m / 0,3 mm
- 23.4004 10 m / 0,4 mm
- 23.4005 10 m / 0,5 mm
- 23.4006 10 m / 0,6 mm
- 23.4007 10 m / 0,7 mm
- 23.4008 10 m / 0,8 mm
- 23.4009 10 m / 0,9 mm
- 23.4010 10 m / 1,0 mm
- 23.4012 10 m / 1,2 mm
- 23.4015 10 m / 1,5 mm
- 23.4018 10 m / 1,8 mm
- 23.4020 10 m / 2,0 mm




- 23.4025**
Messlehre für Knochendrähte
Gauge for Bone Wire
Jauge pour fils à os
Patrón para medir hilos para huesos
Calibro per misurare i fili per ossa

Drahtspanner
Wire-Tighteners
Tendeurs serre-fil
Tensores sierra-hilo
Strumenti tendifili



LOUTE
23.4050 21 cm




DEMEL
23.4060 28 cm


Drahtumföhrungsnadeln / Wire Guides / Aiguilles passe-fils / Agujas passa-hilos / Aghi passafili




DEMEL
28 cm




23.4070
#1




23.4072
#2



23.4074
#3




23.4080
24 cm



23.4082
27 cm



23.4085
22 cm





PRO-MED ist Ihnen behilflich bei der Zusammenstellung von Operationsbestecken für die verschiedensten Disziplinen. Fragen Sie nach unseren vorbereiteten OP-Bestecken.

For your convenience a wide variety of Suggested Operating Sets for most general and specialized procedures is available from **PRO-MED**. Please contact us or your local dealer.

PRO-MED vous propose de multiples compositions de boîtes opératoires multidisciplinaires. Demandez nos suggestions pour de nombreuses interventions.

PRO-MED le ayuda en componicionar varias cajas de instrumentos quirurgicos. Pregunte por nuestro instrumental quirurgico preparado.

Per la vostra comodità **PRO-MED** Vi aiuta nella raccolta di strumenti chirurgici per le varie discipline. Vi preghiamo di chiedere informazioni sui nostri set di strumenti chirurgici già preparati.



23.4130 14,5 cm



23.4135 14,5 cm



23.4180 16 cm

für harten Draht bis Ø hard wire up to Ø fils durs jusqu'à Ø para duros hasta Ø per filo duro a Ø	1,0	1,0	1,0
für weichen Draht bis Ø soft wire up to Ø fils moux jusqu'à Ø para blandos hasta Ø per filo morbido a Ø	1,5	1,5	1,5



DIAMOND
23.4160 16 cm



23.4166 18 cm



ZIEGLER
23.4170 18 cm

für harten Draht bis Ø hard wire up to Ø fils durs jusqu'à Ø para duros hasta Ø per filo duro a Ø	2,0	1,5	1,7
für weichen Draht bis Ø soft wire up to Ø fils moux jusqu'à Ø para blandos hasta Ø per filo morbido a Ø	2,2	2,0	2,0

ca. 40 % Kraftersparnis / auswechselbare Hartmetallschneiden und Gummibacken / komplett sterilisierbar

appr. 40 % reduced effort / exchangeable TC-inserts and rubber jaws / fully sterilizable

env. 40 % moins d'effort / mors TC et mors en caoutchouc échangeables / complètement stérilisable

reducción de la fuerza manual en más de un 40% / placas TC y bocas de goma intercambiables / completamente esterilizable

meno 40% impiego di forza / lame TC e guance di goma intercambiabili / completamente sterilizabile



HABILIS
23.4100
 18cm
 für Rechtshänder
 for right-handers
 pour droitiers
 para diestros
 per destrimano

für Bohrdrähte bis max. Ø 2,2 mm
 for drill-wires of max. Ø 2,2 mm
 pour broches-filiformes jusqu'à max. Ø 2,2 mm
 para taladros filiformes hasta max. Ø 2,2 mm
 per perforatori filiformi a max. Ø 2,2 mm



HABILIS
23.4101
 18cm
 für Linkshänder
 for left-handers
 pour gauchers
 para zurdos
 per mancino



HABILIS
23.4102
 23 cm

für Bohrdrähte bis max. Ø 3 mm
 for drill-wires of max. Ø 3 mm
 pour broches-filiformes jusqu'à max. Ø 3 mm
 para taladros filiformes hasta max. Ø 3 mm
 per perforatori filiformi a max. Ø 3 mm

ca. 40 % Kraftersparnis / auswechselbare Hartmetallschneiden und Gummibacken / komplett sterilisierbar

appr. 40 % reduced effort / exchangeable TC-inserts and rubber jaws / fully sterilizable

env. 40 % moins d'effort / mors TC et mors en caoutchouc échangeables / complètement stérilisable

reducción de la fuerza manual en más de un 40% / placas TC y bocas de goma intercambiables / completamente esterilizable

meno 40% impiego di forza / lame TC e guance di goma intercambiabili / completamente sterilizabile



HABILIS
23.4103
 28 cm

für Bohrdrähte von Ø 2,5 bis 4,0 mm
 for drill-wires of Ø 2,5 - 4,0 mm
 pour broches-filiformes de Ø 2,5 - 4,0 mm
 para taladros filiformes de Ø 2,5 - 4,0 mm
 per perforatori filiformi da Ø 2,5 a 4,0 mm



HABILIS
23.4104
 18 cm

Kopf- & Seitenschneider
 Front- and Side Cutter
 Pince coupe frontale et latérale
 Pinza cortal frontal y lateral
 Pinza con taglio frontale e laterale

für Bohrdrähte bis max. Ø 1,6 mm
 for drill-wires of max. Ø 1,6 mm
 pour broches-filiformes jusqu'à max. Ø 1,6 mm
 para taladros filiformes hasta max. Ø 1,6 mm
 per perforatori filiformi a max. Ø 1,6 mm



HABILIS
23.4105
 18 cm

für orthopädische Kabel Ø 1 bis 2 mm
 for orthopedic cables Ø 1 - 2 mm
 pour cables orthopédiques Ø 1 - 2 mm
 para cables ortopédicas Ø 1 - 2 mm
 per cavi ortopedici Ø 1 - 2 mm




- 23.4106 für / for / pour / para / per 23.4105**
 1 Paar Schneideeinsätze, 1 Paar Schrauben, 1 Inbusschlüssel
 1 pair of TC-inserts, 1 pair of screws, 1 Allen key
 1 paire de mors TC, 1 paire de vis, 1 tournevis Allen
 1 par placas TC, 1 par de tornillos, 1 llave hexagonal
 1 paio di lami TC, 1 paio di viti, 1 chiave a brugola



- 23.4107 für / for / pour / para / per 23.4102**
 1 Paar Schneideeinsätze, 2 Paar Schrauben, 1 Inbusschlüssel
 1 pair of TC-inserts, 2 pairs of screws, 1 Allen key
 1 paire de mors TC, 2 paires de vis, 1 tournevis Allen
 1 par placas TC, 2 pares de tornillos, 1 llave hexagonal
 1 paio di lami TC, 2 paia di viti, 1 chiave a brugola




- 23.4108 für / for / pour / para / per 23.4100, 23.4101, 23.4102, 23.4103**
 1 Paar Gummibacken, 1 Paar Schrauben
 1 pair of rubber jaws, 1 pair of screws
 1 paire de mors en caoutchouc, 1 paire de vis
 1 par de bocas di goma, 1 par de tornillos
 1 paio di guance di gomma, 1 paio di viti



- 23.4109 für / for / pour / para / per 23.4103**
 1 Paar Schneideeinsätze, 2 Paar Schrauben, 1 Inbusschlüssel
 1 pair of TC-inserts, 2 pairs of screws, 1 Allen key
 1 paire de mors TC, 2 paires de vis, 1 tournevis Allen
 1 par placas TC, 2 pares de tornillos, 1 llave hexagonal
 1 paio di lami TC, 2 paia di viti, 1 chiave a brugola



- 23.4110 für / for / pour / para / per 23.4100, 23.4101**
 1 Paar Schneideeinsätze, 2 Paar Schrauben, 1 Inbusschlüssel
 1 pair of TC-inserts, 2 pairs of screws, 1 Allen key
 1 paire de mors TC, 2 paires de vis, 1 tournevis Allen
 1 par placas TC, 2 pares de tornillos, 1 llave hexagonal
 1 paio di lami TC, 2 paia di viti, 1 chiave a brugola



- 23.4111 für / for / pour / para / per 23.4104**
 1 Paar Schneideeinsätze mit Gummibacken, 1 Paar Schrauben,
 1 Inbusschlüssel
 1 pair of TC-inserts with rubber jaws, 1 pair of screws,
 1 Allen key
 1 paire de mors avec mors en caoutchouc, 1 paire de vis,
 1 tournevis Allen
 1 par placas TC con bocas di goma, 1 par de tornillos,
 1 llave hexagonal
 1 paio di lami TC con guance di gomma, 1 paio di viti,
 1 chiave a brugola



ca. 40 % Kraftersparnis / auswechselbare Hartmetallschneiden und Gummibacken / komplett sterilisierbar

appr. 40 % reduced effort / exchangeable TC-inserts and rubber jaws / fully sterilizable

env. 40 % moins d'effort / mors TC et mors en caoutchouc échangeables / complètement stérilisable


reducción de la fuerza manual en más de un 40% / placas TC y bocas de goma intercambiables / completamente esterilizable

meno 40% impiego di forza / lame TC e guance di goma intercambiabili / completamente sterilizabile



HABILIS
23.4113
18 cm, 3 mm

HABILIS
23.4116
18 cm, 6 mm



23.4205
18 cm
5 mm



23.4207
18 cm
7 mm



23.4210
18 cm



23.4213
18 cm
2,5 mm



23.4214
18 cm
3,5 mm



23.4217
18 cm
7 mm



MATHIEU
23.4218 20 cm



RUBIO
23.4219 13,0 cm
23.4219.15 15,5 cm
23.4219.17 17,5 cm
23.4219.19 19,5 cm





MAYO-HABERISSER



23.4220 15 cm

23.4222 18 cm

23.4224 20 cm



23.4221

23.4223

23.4225



23.4231

14 cm



23.4230

17 cm



23.4232


17 cm

Drahtbiege- u. Schneidezange
Wire bending & cutting pliers
Pince à modeler et couper fils
Pinza para doblar y cortar alambre
Tenaglia per piegare & tagliare fili



23.4233


16cm



HACKSTOCK


23.4234

16 cm




23.4235

19 cm




23.4236
13 cm



23.4238
18 cm



23.4239
17 cm



34.5120
15 cm



34.5122
15 cm



34.5124
15 cm



34.5126
18 cm