


TRAUMATOLOGIE
TRAUMATOLOGY
TRAUMATOLOGIE
TRAUMATOLOGIA
TRAUMATOLOGIA



PRO-MED ist Ihnen behilflich bei der Zusammenstellung von Operationsbestecken für die verschiedensten Disziplinen. Fragen Sie nach unseren vorbereiteten OP-Bestecken.

For your convenience a wide variety of Suggested Operating Sets for most general and specialized procedures is available from **PRO-MED**. Please contact us or your local dealer.

PRO-MED vous propose de multiples compositions de boîtes opératoires multidisciplinaires. Demandez nos suggestions pour de nombreuses interventions.

PRO-MED le ayuda en componer varias cajas de instrumentos quirúrgicos. Pregunte por nuestro instrumental quirúrgico preparado.

Per la vostra comodità **PRO-MED** vi aiuta nella raccolta di strumenti chirurgici per le varie discipline. Vi preghiamo di chiedere informazioni sui nostri set di strumenti chirurgici già preparati.

Empfohlene Operationsbestecke für den Bereich "NEUROCHIRURGIE" (Details erhalten Sie über Ihren Fachhändler)

Suggested Instrument Sets for „NEUROSURGERY“ (please ask your dealer for details)

Suggestions de boîtes opératoires pour le secteur "NEUROCHIRURGIE". (Pour plus de détails veuillez contacter votre distributeur)

Cajas quirúrgicas para "NEUROCIURUGIA" (para detalles póngase en contacto con su distribuidor)


Strumenti raccomandati per "NEUROCHIRURGIA" (per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore)

SET 27.0010 NEURO BASIC SET
SET 27.0100 NEURO PAEDIATRIC SET
SET 27.0500 LAMINECTOMY SET
SET 27.0600 LAMINECTOMY SET BABY
SET 27.0800 LAMINECTOMY EXTRAS
SET 27.0900 SPINAL SET
SET 27.2000 CRANIOTOMY SET
SET 27.2100 CRANIOTOMY BURR HOLE SET
SET 27.2200 CRANIOTOMY BURR HOLE SET PAEDIATRIC



10.0331	10.0332	10.0333	10.0334	10.0335
10 cm / 4"	15 cm / 6"	20 cm / 8"	30 cm / 12"	50 cm / 20"

Metal-Maßstäbe / Metal Rulers /
Règles, en métal / Reglas de metal /
Regoli di acciaio



Schieblehre
Caliper
Pied à coulisse
Calibrador
Calibratore

10.0360
0-150mm / 6"



Schraubenmessgerät
Screw depth gauge
Appareil pour mesureur vis
Medidor para tornillos
Strumenti per misurare viti

24.3071	bis: / up to: /	30 mm
24.3072	jusqu'à: /	50 mm
	hasta: / fino:	
24.3073		100 mm
24.3074		120 mm



24.0800
 28 cm / Ø 8 mm

24.0801
 28cm / Ø 10mm

Vorbohrer zum Öffnen der Markhöhle
 Reamers for opening the medullary cavity
 Perforateur initial pour ouvrir la cavité médullaire
 Perforadores para abrir la cavidad de la médula ósea
 Trivelle per l'apertura della cavità midollare




24.0802
 36 cm / Ø 10 mm

Bohrer (Aufreiber) mit Rinne für Führungsspieß
 Reamer, with groove, for guide pin
 Perforateur (alésoir), canulé, pour guide-clous
 Trepano con ranura para espiga de guía
 Trepano con scanalatura per asta di guida



KÜNTSCHER
24.0810 460 / Ø 3,0 mm
24.0811 600 / Ø 3,5 mm
24.0812 600 / Ø 4,0 mm
24.0813 600 / Ø 5,0 mm

Führungsspieße für Nägel
 Guide pins for nails
 Mandrin conducteur pour clous
 Tallo-guias para clavos
 Aste di guida per chiodi



24.0820
 29 cm

Schlitzhammer
 Slotted hammer
 Maillet, fendu
 Martillo con ranura
 Martello con fessura

Vorschläger
Nail drivers
Chasse-clous
Impactores
Cacciachiodi




KÜNTSCHNER
24.0825
20 cm



KÜNTSCHNER
24.0827
20 cm

Fertigschläger
Nail Impactor
Impacteur final
Impactor final
Impattatore finale



KÜNTSCHNER
24.0828
19 cm



KÜNTSCHNER
24.0840



24.0841



24.0842



24.0843

Extraktor mit je 1 Haken
Nr. 24.0841 und 24.0842


Extractor with each 1 hook
24.0841 and # 24.0842

Extracteur avec chaque 1
Crochet No. 24.0841 et

Instrumento de extrac-
ción con 2 ganchos No.
24.0841 + 24.0842

Strumento estraattore con 2
ganci 24.0841, 24.0842

Extraktionshaken
Nail extraction hooks
Crochets d'extraction
Ganchos extractores
Ganci d'estrazione




24.0830 29 cm
24.0832 37 cm
24.0834 42 cm
24.0836 49 cm



24.0850
Hautschutzplatte
Skin protector
Tôle pour protéger les tissus
Protector de piel
Placca protettrice per pelle e
tessuti

Markraumbohrer
 Intramedullary Reamers
 Alésoirs médullaires
 Perforadores medulares
 Punte intramidollare

flexible Markraumbohrer
 flexible intramedullary reamers
 Alésoirs médullaires flexibles
 Perforadores medulares flexibles
 Punte intramidollare flessibili



24.0886	50 cm	6 mm Ø
24.0887	50 cm	7 mm Ø
24.0888	50 cm	8 mm Ø
24.0889	50 cm	9 mm Ø
24.0890	50 cm	10 mm Ø
24.0891	50 cm	11 mm Ø
24.0892	50 cm	12 mm Ø
24.0893	50 cm	13 mm Ø
24.0894	50 cm	14 mm Ø
24.0895	50 cm	15 mm Ø
24.0896	50 cm	16 mm Ø

AO Bohrer
 AO Reamer
 Embout AO
 Broca AO
 AO trapano



24.0862	48cm, Ø 6,0 mm
24.0863	48cm, Ø 6,5 mm
24.0864	48cm, Ø 7,0 mm
24.0865	48cm, Ø 7,5 mm
24.0866	48cm, Ø 8,0 mm
24.0867	48cm, Ø 8,5 mm
24.0868	48cm, Ø 9,0 mm
24.0869	48cm, Ø 9,5 mm
24.0870	48cm, Ø 10,0 mm
24.0871	48cm, Ø 10,5 mm
24.0872	48cm, Ø 11,0 mm
24.0873	48cm, Ø 11,5 mm
24.0874	48cm, Ø 12,0 mm
24.0875	48cm, Ø 12,5 mm
24.0876	48cm, Ø 13,0 mm
24.0877	48cm, Ø 13,5 mm
24.0878	48cm, Ø 14,0 mm
24.0879	48cm, Ø 14,5 mm
24.0880	48cm, Ø 15,0 mm
24.0881	48cm, Ø 15,5 mm
24.0882	48cm, Ø 16,0 mm
24.0883	48cm, Ø 16,5 mm
24.0884	48cm, Ø 17,0 mm

DIN Ansatz
 DIN connector
 raccord DIN
 conexión DIN
 Attaco DIN

auch mit anderen Bohrköpfen / Ansätzen lieferbar
 also available with other reamers / connectors
 disponible aussi avec embouts / raccords différents
 otras brocas / conexiones disponibles a petición
 disponibile anche con altri trepani / attacchi



EXTRACTION-HAMMER

24.0950 35 cm / 400 g
24.0952 45 cm / 700 g



Extraktionshämmer mit Feststellzangen
Extraction Hammers with Locking Pliers
Marteaux à extraction avec pinces auto-serrantes
Martillos para extracción con pinzas auto-cerrantes
Martelli per estrazione con pinze con fissaggio

EXTRACTION SETS

24.0954 = (24.0950+24.0962)

24.0955 = (24.0950+24.0963)

24.0956 = (24.0952+24.0964)

24.0957 = (24.0950+24.0965)

24.0958 = (24.0950+24.0966)

24.0959 = (24.0952+24.0967)

Feststellzangen
Locking pliers
Pinces auto-serrantes
Pinzas auto-cerrantes
Pinze con fissaggio per martelli estrattore




24.0962 18 cm
24.0963 20 cm



24.0965 22 cm
24.0967 30 cm



24.1075 6,4 mm
24.1076 4,8 mm
24.1077 3,2 mm
24.1078 2,4 mm
 Vorbohrer
 Reamers
 Alesoir pour avant-trou
 Perforador inicial
 Punteruoli per chiodi midollari



24.1079
 Biegehebel
 Bender for intramedul-
 lary pins
 Levier pour modeler
 les clous
 Palanca para plegar
 clavos
 Strumento per piegare
 chiodi midollari



24.1080
 6,4 mm



24.1081
 4,8 mm



24.1082
 3,2 mm



24.1083
 2,4 mm

Ein- und Ausschlag-Instrumente
 Impactors - Extractors
 Impacteurs - Extracteurs
 Impactor - Extractores
 Impattore-estrattore per chiodi midollari



24.1094

30,5 cm

Bolzenschneider zum Abzwicken von Drähten, Schrauben, Nägeln usw. bis 3 mm

Cutter for cutting wires, screws, pins, etc. up to 3 mm dia.

Coupe-boulons pour couper les broches, vis, etc. jusqu'à 3 mm dia.


Corta-alambre para cortar agujas, tornillos, etc. hasta 3 mm de dia.

Pinza tagliente per fili, viti e chiodi a Ø 3 mm


Schränkeisen für Knochenplatten
Bending Irons for Bone Plates
Leviers pour plier plaques osseuses
Palancas para doblar placas para huesos
Leve per piegare placche per ossa



24.1087
12 cm
bis
up to
usqu'à
hasta
a Ø 1,8 mm



24.1088
14,5 cm
bis
up to
usqu'à
hasta
a Ø 2,7 & 3,5 mm



24.1089
14,5 cm
bis
up to
usqu'à
hasta
a Ø 3,5 & 2,7 mm



LANE
24.1090

Knochen-Plattenbiegehebel für 4 mm u. 8 mm Platten
Bending Iron for standard plates 4 mm and 8 mm
Lever pour plaques standard de 4 mm et 8 mm
Elevador para plegar las placas de 4 mm y 8 mm
Leva per piegare per placche di 4 e 8 mm



24.1093

Biege- und Schränkinstrument bis 6 mm
Plate Bending Press up to 6 mm
Presse pour modeler les plaques - 6 mm
Prensa para plegar las placas - 6 mm
Strumento per piegare placche a 6 mm




24.1095

20 cm
Biegezange für gerade Platten bis 1,6 mm
Bending Pliers for straight plates up to 1,6 mm
Pince pour modeler pour plaques - 1,6 mm
Pinza para modelar las placas - 1,6 mm
Pinza per piegare placche a Ø 1,6 mm

24.1096

24 cm
Biegezange für gerade Platten bis 3,0 mm
Bending Pliers for straight plates up to 3,0 mm
Pince pour modeler pour plaques - 3,0 mm
Pinza para modelar las placas - 3,0 mm
Pinza per piegare placche a Ø 3,0 mm



Schraubenhaltepinzette, selbsthaltend
 Screwholding Forceps self-holding
 Pince-porte-vis autostatique
 Pinza porta-tornillos autostatica
 Pinza porta viti autastatiche

LANE

24.2252 23 cm




24.2254 8 cm



Reinigungsinstrument
 Scaler
 Instrument pour nettoyer
 Instrumento para limpiar
 Strumento per pulire


23.0990 15 cm



Schraubenhaltezange
 Screwholding Forceps
 Pince Porte-Vis
 Pinza porta-tornillos
 Pinza porta viti

LANE

24.2258 18 cm



Gewindeschneider
 Taps
 Tarauds
 Tarauds
 Maschi

24.2262 14 cm / 2,7 mm

24.2264 16 cm / 3,5 mm

24.2266 18 cm / 4,0 mm

24.2267 18 cm / 4,5 mm

24.2268 22 cm / 6,5 mm

Gewindeschneider

Taps

Tarauds

Tarauds

Maschi



24.3000 1,5 mm „AO“
24.3005 2,0 mm „AO“
24.3010 2,7 mm „AO“



24.3015 3,5 mm „AO“
24.3020 4,0 mm „AO“
24.3025 4,5 mm „AO“



24.3030 6,5 mm "AO"

Knochenbohrer

Bone Drills

Mèches à os

Taladros para huesos

Trepani per ossa



23.4769 56 mm Ø 1,0 mm
23.4770 60 mm Ø 1,1 mm
23.4772 70 mm Ø 1,5 mm
23.4773 80 mm Ø 1,8 mm
23.4774 85 mm Ø 2,0 mm
23.4776 95 mm Ø 2,5 mm
23.4777 100 mm Ø 2,7 mm
23.4778 100 mm Ø 3,0 mm
23.4779 106 mm Ø 3,2 mm
23.4780 112 mm Ø 3,5 mm
23.4781 120 mm Ø 4,0 mm
23.4782 126 mm Ø 4,5 mm
23.4783 132 mm Ø 5,0 mm
23.4784 139 mm Ø 6,0 mm
23.4785 156 mm Ø 7,0 mm



23.4786 160 mm Ø 8,0 mm
23.4787 160 mm Ø 9,0 mm
23.4788 160 mm Ø 10,0 mm
23.4789 180 mm Ø 3,2 mm
23.4790 180 mm Ø 3,5 mm
23.4791 180 mm Ø 4,0 mm
23.4792 180 mm Ø 4,5 mm
23.4793 180 mm Ø 5,0 mm
23.4794 180 mm Ø 6,0 mm
23.4795 180 mm Ø 7,0 mm
23.4796 180 mm Ø 8,0 mm
23.4797 180 mm Ø 9,0 mm
23.4798 180 mm Ø 10,0 mm



23.4771.AO 60 mm Ø 1,1 mm "AO"
23.4772.AO 85/18 mm Ø 1,5 mm "AO"
23.4779.AO 145/42 mm Ø 3,2 mm "AO"
23.4780.AO 110 mm Ø 3,5 mm "AO"



PHILLIPS
24.2270
 25 cm



Schraubendreher
 Screw drivers
 Tournevis
 Destornilladores
 Cacciaviti



24.2271
 17 cm



LANE
24.2272
 25 cm



LANE
24.2273
 25 cm



24.2274
 20 cm / 1,5 mm
24.2275
 25 cm / 2,5 mm
24.2276
 25 cm / 3,5 mm
24.2278
 25 cm / 4,5 mm



24.2290
 30 cm




Kugelspiess
 Ball Spike
 Broche à bille
 Pica con bola
 Spiedino con sfera

Griffstücke für Bohrer, Gewindeschneider
Handles for bone drills and taps
Manches pour mèches et tarauds
Mangos para taladros y terrajas
Manici per trepani e maschi



24.3050 9 cm



24.3052 18 cm



24.3058 11 cm




24.3060 12 cm

Tiefenmessgeräte für Schrauben
Depth Gouges für screws
Mesureurs de profondeur, pour vis
Medidores de profundidad para tornillos
Misuratori di profondità, di viti



24.3071 bis: / up to: / 30 mm
24.3072 hasta: / fino: 50 mm
24.3073 100 mm
24.3074 120 mm

Knochenbiopsie-Instrumente
Bone biopsy trephines
Trépanos pour biopsie osseuse
Trepanos para biopsia osea
Trepani per biopsia ossea



Ø 5 mm

Ø 8 mm

24.2255 20 cm / Ø 5 mm

24.2256 20 cm / Ø 8 mm

